

シンデレラウォークを長くご愛用いただくために

着用前にストッキングを傷つけないよう爪を整えてから履いてください。

綿の手袋を用意すると、より履きやすくなります。

STEP.1

ストッキングをたくりよせる。



STEP.2

かかとをつま先の位置にあわせる反対も同様に両手でストッキングをたくりよせ、つま先、かかとをあわせていきます。



STEP.3

ひざ上まで段階的に引き上げるまずは、ストッキングを片脚ずつ、ひざ下まで引き上げます。



STEP.4

太ももまで引き上げる



STEP.5

ウエストまで引き上げる。
引き上げながら、股下をあわせませす。

STEP.6

ラインを美しく整える。



finish

美しいレッグラインをお楽しみください。



【着脱時の注意】●爪が伸びていたり、割れていたり、肌荒れがありますと製品を傷めますので、お肌のお手入れもご配慮下さい。●伝線やほつれの原因になりますので、時計、指輪、ブレスレット、アンクルレットは外して下さい。●油性の軟膏やクリーム類は素材を傷めますので、出来るだけ使用しないでください。●妊娠中の方は御使用をしないで下さい。●サポート力を強くしていますので、生地伸ばし方が不十分であったり、生地を均一に着用頂きませんと、濃淡の色ムラを感じてしまう恐れがあります。正しく履き直すか、生地の上を撫でるようにして均一に整えて下さい。●高着圧商品で伸縮性を高める為、DCYソックス仕様となっております為、履き斑はできやすい設計となっております。

【取り扱い方法】長くお使い頂く為に!!①洗濯は40℃以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かして行って下さい。洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットをご使用下さい。②脱水は乾いた厚手のタオル等で包んで行うか、脱水機を使用する場合は洗濯用ネットをご利用下さい。③直射日光を避け、陰干しをして下さい。④色の異なるものと一緒につけおきや洗濯をしないで下さい。

【禁止】乾燥機、直射日光、塩素系漂白剤、柔軟剤、ドライクリーニング、アイロン、妊娠中の方(薬液剤は生地をやわらかくする為、圧迫力を落とさせていただきます)。

【使用上の注意】●次の症状がある場合はご使用しないで下さい。虚血管理されていないうつ血性心不全、未治療の感染性静脈炎、有痛性胫股症●次の症状がある場合は、専門医に御相談下さい。強度の浮腫、湿性の皮膚疾患、布地過敏症、ベットの寝たきりで動けない方、皮膚感染、四肢知覚障害●使用中に皮膚等に異常があった場合は使用を中止し、専門医に御相談下さい。●開放創において使用する場合は、創部を適切な創傷被覆材(絆創膏)で覆った上から履くようにしてください。

履き方動画はコチラ▶

URL <http://www.c-walk.jp/wear/>